

Rabbit Anti-Human Dll4 단일클론항체 (유세포분석용) - Q9Nr61

품목 번호: CM0005925



소개

로 접합된 인간 DLL4에 대한 토끼 단일클론항체로 유세포분석에 사용됩니다. 인간 샘플에서 검증되었으며, Notch 신호전달, 혈관신생 및 신경발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human DLL4 mAb
비고/별칭	AOS6; delta4; hdelta2; delta-like protein 4
종	인간
GeneID (Human)	54567
GeneID	54567
면역원	인간 DLL4 (NP_061947.1)의 아미노산 27-524 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NR61
단백질 분자량	75kDa
배송 조건	아이스팩