

토끼 항인간 Dnajb1/Hsp40 단클론 항체 (Fc용) - P25685

품목 번호: CM0012514



소개

인간 DNAJB1/HSP40을 표적으로 하는 고품질 단클론 항체로, 세포내 유세포 분석에 적합합니다. 열충격 반응 및 샤페론 기능 연구에 이상적입니다. 교차반응성: 인간.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 DNAJB1/HSP40 mAb
비고/별칭	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B
종	인간
유전자 ID (인간)	3337
면역원	인간 DNAJB1/HSP40 (NP_006136.1)의 아미노산 241-340 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P25685
단백질 분자량	27kDa/38kDa
배송 방식	아이스 팩