

Rabbit Anti-Human Dnajb1/Hsp40 단일클론항체 (유세포분석용) - P25685

품목 번호: CM0005936



소개

로 표지된 인간 DNAJB1/HSP40 표적 토끼 단일클론항체로, 세포내 유세포분석 검증됨. 인간 샘플과 반응; 27 및 38 kDa의 이소형을 검출. 스트레스 반응 및 샤페론 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human DNAJB1/HSP40 mAb
비고/별칭	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B
종	인간
GeneID (인간)	3337
GeneID	3337
면역원	인간 DNAJB1/HSP40 (NP_006136.1)의 아미노산 241-340에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용	FC (세포내)
교차반응성	인간
SWISS	P25685
단백질 분자량	27kDa/38kDa
배송	아이스백