

Rabbit Anti-Human E-Cadherin/Cd324 Mab For Fc - P12830

품목 번호: CM0012553



소개

ABflo 488 접합 토끼 단일클론 항체로 인간 E-Cadherin/CD324를 표적하며, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 상피세포 부착 및 카드헤린-1 기능 연구에 이상적입니다. 인간과 교차 반응합니다. 예상 분자량 90/97 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human E-Cadherin/CD324 mAb
비고/별칭	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	999
GeneID	999
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 E-Cadherin/CD324 (NP_004351.1)의 아미노산 155-707에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P12830
단백질 분자량	90kDa/97kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)