


유세포분석(Fc)용 토끼 항인간 E-카드헤린/Cd324 단클론 항체 - P12830

품목 번호: CM0010384



소개

인간 E-카드헤린/CD324 (SWISS: P12830)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포분석(FC)에서 검증되었으며, 세포 부착, 상피-중간엽 전이 및 종양 침습 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	토끼 항인간 E-카드헤린/CD324 mAb
비고/별칭	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	999
유전자 ID	999
면역원	재조합 단백질 (인간 E-카드헤린/CD324 mAb(NP_004351.1)의 아미노산 155-707에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P12830
단백질 분자량	97kDa
배송 방식	아이스 팩