

유세포 분석용 Rabbit Anti-Human E-Cadherin/Cd324 단일클론항체 - P12830

품목 번호: CM0009559



소개

으로 접합된, 인간 E-cadherin/CD324를 표적으로 하는 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 상피세포 접착, EMT, 암 침습, 및 카드헤린 매개 세포 분류 연구에 이상적입니다. 반응성: 인간; 분자량: ~90-97 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human E-Cadherin/CD324 mAb
비고/별칭	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
종	인간
유전자 ID	999
면역원	인간 E-Cadherin/CD324 (NP_004351.1)의 아미노산 155-707에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P12830
단백질 무게	90kDa/97kDa
배송	아이스백