


Rabbit Anti-Human Egfr Mab For Fc - P00533

품목 번호: CM0012217



소개

에 접합된 토끼 단일클론 항인간 EGFR 항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 암, 바이러스 진입 및 발생 생물학에서의 EGFR 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human EGFR mAb
비고/별칭	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
종 (Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	1956
면역원 (Immunogen)	재조합 단백질 인간 EGFR (NP_005219.2)의 아미노산 335-525에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원 (Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션 (Application)	FC
교차 반응성 (Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P00533
단백질 분자량 (Protein Weight)	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
배송 (Shipping)	아이스백 (Ice bag)