


## 토끼 항-인간 Egfr 단일클론 항체(Fc용) - P00533

품목 번호: CM0008412



### 소개

인간 샘플에서 유세포 분석용으로 검증된 토끼 항-인간 EGFR 단일클론 항체입니다. 세포외 도메인(aa 335-525)을 표적으로 하여 수용체 신호 연구 및 종양학 연구에 활용할 수 있습니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | 토끼 항-인간 EGFR 단일클론 항체                                                  |
| 비고/별칭      | ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2                          |
| 종          | 인간                                                                    |
| GeneID(인간) | 1956                                                                  |
| 면역원        | 재조합 단백질\인간 EGFR의 아미노산 335-525에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_005219.2). |
| 기원         | 토끼                                                                    |
| 분류         | 단일클론 항체                                                               |
| 적용 분야      | FC                                                                    |
| 교차 반응성     | 인간                                                                    |
| SWISS      | P00533                                                                |
| 단백질 분자량    | 44kDa/69kDa/77kDa/134kDa                                              |
| 배송         | 아이스팩                                                                  |