


토끼 항-인간 Egfr Mab (If/Icc, Fc용) - P00533

품목 번호: CM0010410



소개

인간 EGFR에 대한 고품질 형광 접합 토끼 단일클론항체입니다. 암 및 신호전달 연구에서 면역형광 및 유세포분석 응용에 대해 검증되었습니다. IVD 원료 조달에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 EGFR mAb
비고/별칭	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; 표피성장인자 수용체
종	인간
GeneID (인간)	1956
GeneID	1956
면역원	인간 EGFR의 아미노산 335-525에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_005219.2)
숙주	토끼
분류	단일클론항체
응용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간
SWISS	P00533
단백질 분자량	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
배송	아이스팩