


If/Icc 및 Fc용 토끼 항-인간 Egfr 단일클론 항체 - P00533

품목 번호: CM0010157



소개

인간 EGFR을 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체입니다. IF/ICC 및 FC 응용 분야에서 검증되었습니다. CamelBio를 통한 IVD 연구용 신속 배송이 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 EGFR mAb
비고/별칭	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; 표피성장인자 수용체
종	인간
GeneID (인간)	1956
GeneID	1956
면역원	인간 EGFR의 아미노산 335-525에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_005219.2)
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간
SWISS	P00533
단백질 분자량	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
배송	아이스팩