

## Rabbit Anti-Human Egfr Monoclonal Antibody For If/Icc, Fc - P00533

품목 번호: CM0004740



### 소개

면역형광법 및 유세포분석을 위한 접합 토끼 항-인간 EGFR 단일클론 항체입니다. 표피 성장 인자 수용체의 세포 외 도메인(aa 335-525)을 표적합니다. 인간 샘플에 적합하며 연구용으로 검증되었습니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수                     | 값                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | Rabbit anti-Human EGFR mAb                                    |
| 비고/별칭                    | EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; 표피 성장 인자 수용체    |
| 종(Species)               | Human (인간)                                                    |
| GeneID (Human)           | 1956                                                          |
| GeneID                   | 1956                                                          |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 EGFR (NP_005219.2)의 아미노산 335-525에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질 |
| 공급원(Source)              | Rabbit (토끼)                                                   |
| 카테고리                     | 단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)                               |
| 응용(Application)          | IF/ICC, FC                                                    |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | Human (인간)                                                    |
| SWISS                    | P00533                                                        |
| 단백질 분자량                  | 44kDa/69kDa/77kDa/134kDa                                      |
| 배송(Shipping)             | 아이스백 (Ice bag)                                                |