


유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Erbb3/Her3 단클론항체 () - P21860

품목 번호: CM0011109



소개

인간 ErbB3/HER3 (UniProt P21860)를 표적으로 하는 로 접합된 토끼 단클론항체입니다. 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 인간 상피 및 암 샘플에서 ErbB3/HER3 발현 및 뉴레굴린 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human ErbB3/HER3 mAb
비고/별칭	ERBB3; ErbB-3; HER3; LCCS2; MDA-BF-1; c-erbB-3; c-erbB3; erbB3-S; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; erb-b2 receptor tyrosine kinase 3
종	인간
유전자 ID (인간)	2065
유전자 ID	2065
면역원	인간 ErbB3/HER3 (NP_001973.2)의 아미노산 20-643에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P21860
단백질 무게	20kDa/36kDa/77kDa/141kDa/148kDa
배송	아이스백