


토끼 항-인간 ErbB3/Her3 단일클론 항체, 유세포 분석용 - P21860

품목 번호: CM0012030



소개

이 접합된 토끼 단일클론 항체로, 인간 ErbB3/HER3 수용체 티로신 키나아제를 특이적으로 검출합니다. 인간 샘플의 유세포 분석에 적합하도록 설계되었으며, 종양학 및 신호 전달 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 ErbB3/HER3 mAb
비고/별칭	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3
종	인간
GeneID (인간)	2065
GeneID	2065
면역원	인간 ErbB3/HER3의 아미노산 20-643에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001973.2)
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P21860
단백질 분자량	148 kDa
배송	아이스팩