


유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Erbb3/Her3 단일클론 항체 - P21860

품목 번호: CM0010819



소개

유세포 분석용 인간 ErbB3/HER3를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체. 뉴레굴린 신호 전달 및 PI3K 활성화에 관여하는 수용체 티로신 키나제의 세포외 도메인(aa20-643)을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human Erbb3/HER3 mAb
비고/별칭	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3
종	인간
유전자 ID	2065 (인간)
면역원	인간 ErbB3/HER3 (NP_001973.2)의 아미노산 20-643 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석 (FC)
교차 반응성	인간
Swiss-Prot	P21860
단백질 분자량	148 kDa
배송	아이스백