

Rabbit Anti-Human Erg Monoclonal Antibody For Flow Cytometry (Intracellular) - P11308

품목 번호: CM0010590



소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 ERG (p55/erg-3)를 표적합니다. 세포 내 유세포 분석(Flow Cytometry) 응용에 특화되어 있으며, 인간 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human ERG mAb
비고/별칭	p55; erg-3
종 (Species)	인간 (Human)
GeneID (인간)	2078
GeneID	2078
면역원 (Immunogen)	인간 ERG (NP_891548.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC (intra)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	인간 (Human)
SWISS	P11308
단백질 분자량	54kDa
배송 (Shipping)	아이스백 (Ice bag)