

세포 내 유세포 분석용 토끼 항인간 Erg 단클론 항체 - P11308

품목 번호: CM0008692



소개

인간 ERG (p55/erg-3)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 세포 내 유세포 분석(FC intra) 응용 분야에 맞춰 설계되었습니다. 인간 ERG를 인식하며 예측 분자량은 54kDa입니다. UniProt: P11308.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 ERG mAb
비고/별칭	p55; erg-3
종	인간
유전자 ID (인간)	2078
면역원	인간 ERG (NP_891548.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC (세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	P11308
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스 팩