

토끼 항인간 Fap 단클론 항체 (Fc용) - Q12884

품목 번호: CM0009346



소개

유세포 분석용 접합 토끼 항인간 FAP 단클론 항체입니다. 인간 시료에서 섬유아세포 활성화 단백질 알파(FAP α)를 특이적으로 검출하며, 암, 섬유증 및 조직 리모델링 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 FAP mAb
비고/별칭	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; 프롤릴 엔도펩티다제 FAP
종	인간
유전자 ID (인간)	2191
유전자 ID	2191
면역원	인간 FAP (NP_004451.2)의 아미노산 26-760에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q12884
단백질 분자량	27kDa/87kDa
배송	아이스 팩