

Rabbit Anti-Human Fgfr3 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P22607

품목 번호: CM0004927



소개

유세포 분석을 위해 검증된 접합 토끼 단일클론 항체(인간 FGFR3 타겟). FGFR3는 연골세포 분화 및 골격 발달의 주요 조절 인자입니다. 세포 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human FGFR3 mAb
비고/별칭	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2261
GeneID	2261
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P22607
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)