


유세포 분석용 접합 토끼 항-인간 Flt3/Cd135 단일클론항체 - P36888

품목 번호: CM0012501



소개

로 접합된 토끼 유래 항-인간 Flt3/CD135 단일클론항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 조혈세포 분화와 생존에 관여하는 수용체 티로신 키나제 FLT3를 표적합니다. 줄기세포 및 백혈병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 Flt3/CD135 단일클론항체
비고/별칭	FLT3; CD135; FLK-2; FLK2; STK1; fms 관련 티로신 키나제 3
종	인간
GeneID (인간)	2322
GeneID	2322
면역원	인간 Flt3/CD135 (NP_004110.2)의 아미노산 27-163에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	유세포 분석
교차 반응성	인간
SWISS	P36888
단백질 분자량	108kDa/112kDa
배송	아이스백