


Rabbit Anti-Human Galectin 3 Mab For Fc (Intra) - P17931

품목 번호: CM0008049



소개

로 컨주게이트된, 인간 Galectin-3에 특이적인 토끼 단일클론 항체. 세포 내 유세포 분석에 이상적입니다. 26 kDa 단백질을 검출합니다. 인간 샘플과 교차 반응합니다. 면역학, 암, 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human Galectin 3 mAb
비고/별칭	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
종	인간
유전자 ID (인간)	3958
면역원	아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 인간 Galectin 3 재조합 퓨전 단백질 (NP_002297.2)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (intra)
교차 반응성	인간
SWISS	P17931
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백