


## 인간 Galectin 3 토끼 단클론 항체 (세포내 유세포 분석용) - P17931

품목 번호: CM0012190



### 소개

세포내 유세포 분석용으로 인간 Galectin-3 (LGALS3)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 약 26kDa 크기의 인간 Galectin-3을 인식합니다. 면역학, 염증 및 암 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                            |
|-------------|----------------------------------------------|
| 제품명         | 토끼 항-인간 Galectin 3 단클론 항체                    |
| 비고/별칭       | L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2 |
| 반응 종        | 인간                                           |
| 유전자 ID (인간) | 3958                                         |
| 유전자 ID      | 3958                                         |
| 면역원         | 인간 Galectin 3 재조합 단백질                        |
| 유래          | 토끼                                           |
| 카테고리        | 단클론 항체                                       |
| 적용 분야       | FC (intra, 세포내 유세포 분석)                       |
| 교차 반응성      | 인간                                           |
| SWISS       | P17931                                       |
| 단백질 분자량     | 26kDa                                        |
| 배송 방법       | 아이스 팩                                        |