

Rabbit Anti-Human Gata3 Mab For Flow Cytometry - P23771

품목 번호: CM0007890



소개

세포 내 유세포 분석(intracellular flow cytometry)용 인간 GATA3 전사 인자를 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체. 인간 반응성 및 48 kDa로 검증됨. Th2 세포 및 대식세포 활성화 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	설명
제품명	Rabbit anti-Human GATA3 mAb
비고/별칭	HDR; HDRS
종(Species)	Human (인간)
GeneID (human)	2625
GeneID	2625
면역원(Immunogen)	인간 GATA3 (NP_001002295.1)의 아미노산 1-200에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Applications)	FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P23771
단백질 분자량	48kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)