

Rabbit Anti-Human Gata3 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry (Intracellular) - P23771

품목 번호: CM0012400



소개

세포 내 유세포 분석용 인간 GATA3 전사 인자를 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체. 인간 샘플에 대해 검증되었으며, 분자량은 48kDa입니다. T세포 및 Th2 분화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human GATA3 mAb
비고/별칭	HDR; HDRS
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	2625
항원(Immunogen)	인간 GATA3 (NP_001002295.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 용합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P23771
단백질 분자량	48kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)