

토끼 항-인간 글리피칸 3(Gpc3) 단일클론 항체, 유세포분석용 - P51654

품목 번호: CM0009054



소개

유세포분석(FC) 및 인간 반응성에 대해 검증된 결합 토끼 항-인간 글리피칸 3(GPC3) 단일클론 항체입니다.

GPC3는 Wnt 및 헤지호그 신호전달에 관여하는 세포 표면 프로테오글리칸으로, 암 및 발생생물학 분야에서 자주 연구됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 글리피칸 3(GPC3) mAb
비고/별칭	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2
종	인간
유전자 ID	2719
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P51654
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스팩