

Rabbit Anti-Human Gp6/Gpvi Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q9Hcn6

품목 번호: CM0008933



소개

유세포분석(Flow Cytometry)용으로 설계된 접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 혈소판 당단백질 VI(GP6/GPVI)에 특이적입니다. 콜라겐 유발 혈소판 활성화, 혈전증 및 지혈 경로를 조사하는 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human GP6/GPVI mAb
비고/별칭	GPIV; GPVI; BDPLT11
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	51206
GeneID	51206
면역원(Immunogen)	인간 GP6/GPVI (NP_057447.5)의 아미노산 21-267에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션(Application)	FC (유세포분석, Flow Cytometry)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	Q9HCN6
단백질 분자량	37kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)