


유세포 분석용 접합 토끼 항-인간 Gsk3B 단일클론항체 - P49841

품목 번호: CM0012809



소개

Wnt 신호 전달, 포도당 대사 및 신경퇴행에서 핵심 키나아제인 인간 GSK3 β 의 세포내 유세포 분석 검출을 위해 설계된 접합 토끼 항-인간 GSK3 β 단일클론항체입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 GSK3 β 단일클론항체
비고/별칭	GSK3B
종 특이성	인간
GeneID (인간)	2932
GeneID	2932
면역원	인간 GSK3 β (NP_001139628.1)의 아미노산 321-420 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용 분야	유세포분석법 (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P49841
단백질 분자량	47kDa
배송 조건	아이스백