


Rabbit Anti-Human Her2/ErbB2 단일클론항체 (유세포분석용) - P04626

품목 번호: CM0012731



소개

인간 HER2/ErbB2를 표적하는 접합 토끼 단일클론항체. 유세포분석에 대해 검증됨. 면역원: 재조합 세포외 도메인 (아미노산 23-652). 암 생물학 연구에 사용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human HER2/ErbB2 mAb
비고/별칭	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
종	인간
유전자 ID (인간)	2064
유전자 ID	2064
면역원	인간 HER2/ErbB2 (NP_004439.2)의 아미노산 23-652에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P04626
단백질 분자량	138kDa
배송	아이스백