


유세포 분석용 토끼 항-인간 Icam-1/Cd54 단클론 항체 - P05362

품목 번호: CM0010010



소개

인간 ICAM-1/CD54(SWISS: P05362)를 표적으로 하는 결합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 이 세포 접착 분자이자 바이러스 수용체의 세포외 도메인을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 ICAM-1/CD54 mAb
비고/별칭	BB2; CD54; P3.58
종	인간
GeneID (인간)	3383
GeneID	3383
면역원	재조합 단백질 인간 ICAM-1/CD54(NP_000192.2)의 아미노산 28-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P05362
단백질 분자량	58kDa
배송	얼음팩