


## 유세포 측정용 토끼 항인간 Icam-1/Cd54 단클론 항체 - P05362

품목 번호: CM0005769



### 소개

유세포 측정(FC)에서 검증된 접합 토끼 항인간 ICAM-1/CD54 단클론 항원(클론 명시되지 않음)입니다. 예측 분자량이 58 kDa인 세포 접착 분자이자 라이노바이러스 수용체인 인간 ICAM-1을 검출합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | 토끼 항인간 ICAM-1/CD54 mAb                                              |
| 비고/별칭       | BB2; CD54; P3.58                                                    |
| 반응 종        | 인간                                                                  |
| 유전자 ID (인간) | 3383                                                                |
| 면역원         | 인간 ICAM-1/CD54 (NP_000192.2)의 아미노산 28-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질 |
| 유래          | 토끼                                                                  |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                              |
| 적용 분야       | FC                                                                  |
| 교차 반응성      | 인간                                                                  |
| SWISS       | P05362                                                              |
| 단백질 분자량     | 58kDa                                                               |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                                               |