


## 유세포 분석용 접합 토끼 항-인간 Icam2/Cd102 단일클론 항체 - P13598

품목 번호: CM0005215



### 소개

유세포 분석용 접합 토끼 항-인간 ICAM2/CD102 단일클론 항체입니다. 재조합 면역원(aa 25-223) 사용. 인간 샘플에서 검증됨. 면역세포 부착 및 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | 토끼 항-인간 ICAM2/CD102 단일클론 항체                                         |
| 비고/별칭       | CD102                                                               |
| 종           | 인간                                                                  |
| GeneID (인간) | 3384                                                                |
| 면역원         | 인간 ICAM2/CD102 (NP_000864.2)의 아미노산 25-223에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                                  |
| 범주          | 단일클론 항체                                                             |
| 적용 분야       | 유세포 분석(FC)                                                          |
| 교차 반응성      | 인간                                                                  |
| SWISS       | P13598                                                              |
| 단백질 분자량     | 31kDa                                                               |
| 배송          | 아이스백                                                                |