


Rabbit Anti-Human Icam2/Cd102 Monoclonal Antibody For Fc - P13598

품목 번호: CM0007992



소개

접합 토끼 단일클론 항체(인간 ICAM2/CD102 표적), 유세 세 포계측법(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. 백혈구 접착, 면역 감시 및 세포 이동 연구에 적합합니다. 인간 ICAM2에 특이적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human ICAM2/CD102 mAb
비고/별칭	ICAM2; CD102; 세포간 접착 분자 2 (intercellular adhesion molecule 2)
종 (Species)	인간 (Human)
유전자 ID (인간)	3384
유전자 ID	3384
면역원 (Immunogen)	인간 ICAM2/CD102 (NP_000864.2)의 아미노산 25-223에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC
교차 반응성 (Cross Reactivity)	인간 (Human)
SWISS	P13598
단백질 분자량	30kDa
배송 (Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)