


유세포 분석용 토끼 항인간 Icam2/Cd102 단클론 항체 - P13598

품목 번호: CM0004209



소개

인간 ICAM2/CD102 (SWISS: P13598)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에서 검증되었으며 백혈구 부착 및 내피 세포 이동 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	토끼 항인간 ICAM2/CD102 mAb
비고/별칭	CD102
반응 종	인간
유전자ID (인간)	3384
유전자ID	3384
면역원	인간 ICAM2/CD102 (NP_000864.2)의 아미노산 25-223번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P13598
단백질 분자량	31kDa
배송 방식	아이스 팩