


유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Ido1 단클론 항체 - P14902

품목 번호: CM0012343



소개

세포내 유세포 분석용 인간 IDO1 (인돌아민 2,3-이산소화효소 1)에 대한 접합 토끼 단클론 항체. 인간 샘플 특이적, 45 kDa, UniProt P14902.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human IDO1 mAb
비고/별칭	IDO; INDO; IDO-1
종	인간
GeneID	3620
면역원	인간 IDO1 (NP_002155.1)의 아미노산 1-403에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단클론 항체
적용	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P14902
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백