

접합 토끼 유래 인간 Ifn-알파/베타 R2 단일클론항체 (유세포 분석용) - P48551

품목 번호: CM0010881



소개

로 접합된, 인간 인터페론 알파/베타 수용체 2(IFNAR2, P48551)를 표적으로 하는 토끼 유래 단일클론항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 인간 세포에서의 제1형 인터페론 수용체 발현 검출에 이상적입니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 유래 인간 IFN-알파/베타 R2 단일클론항체
비고/별칭	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
종	인간
유전자 ID (인간)	3455
유전자 ID	3455
면역원	재조합 단백질
원료	토끼
분류	단일클론항체
응용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P48551
단백질 분자량	58kDa/37kDa/27kDa
배송	아이스백