

토끼 항인간 Ifn-Alpha/Beta R2 단클론 항체 (유세포분석용) - P48551

품목 번호: CM0009622



소개

인간 IFN-alpha/beta R2(IFNAR2)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포분석에 사용됩니다. I형 인터페론 신호 전달, JAK-STAT 경로 및 면역 반응 연구에 이상적입니다. 인간과 교차 반응성이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 IFN-alpha/beta R2 단클론 항체
비고/별칭	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
종	인간
유전자ID (인간)	3455
유전자ID	3455
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P48551
단백질 분자량	58kDa/37kDa/27kDa
배송	아이스 팩