


Rabbit Anti-Human Ifn-Gamma Mab For Fc (Intra) - P01579

품목 번호: CM0008713



소개

인터페론 감마(IFN- γ)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, 에 접합되었으며 세포 내 유세포 분석(FC intra)에 대해 검증되었습니다. 면역 반응 및 암 면역치료 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human IFN-gamma mAb
비고/별칭	IFG; IFI; IMD69
종	인간
GeneID (Human)	3458
GeneID	3458
면역원	재조합 단백질 인간 IFN-감마(아미노산 24-166, NP_000610.2)에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (intra)
교차 반응성	인간
SWISS	P01579
단백질 분자량	19 kDa
배송	아이스백