


유세포측정(세포내)에 사용되는 토끼 항인간 인터페론 감마 단클론 항체 - P01579

품목 번호: CM0010770



소개

인간 IFN-감마를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 세포내 유세포측정에 대해 검증되었습니다. Th1 면역 반응, 사이토카인 신호 전달 및 항종양 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 IFN-감마 mAb
비고/별칭	IFG; IFI; IMD69
반응 종	인간
유전자 ID	3458 (인간)
면역원	인간 IFN-감마(NP_000610.2)의 아미노산 24-166에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P01579
단백질 분자량	19kDa
배송 방식	아이스 팩