


유세포 분석용 접합 토끼 항-인간 Ig K 경쇄 단일클론항체 - P01834

품목 번호: CM0005680



소개

유세포 분석(FC)용 이 접합된 토끼 항-인간 Ig κ 경쇄 단일클론항체입니다. 불변 영역(P01834, ~12 kDa)을 표적합니다. B세포 면역학, 항체 프로파일링 및 체액성 면역 연구를 위한 신뢰할 수 있는 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 Ig κ 경쇄 mAb
비고/별칭	Km; HCAK1; IGKCD
종	인간
유전자 ID (인간)	3514
면역원	인간 Ig κ 경쇄(P01834)의 아미노산 1-107 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P01834
단백질 분자량	12 kDa
배송	아이스백