


Rabbit Anti-Human Ig K Light Chain Mab - P01834

품목 번호: CM0004946



소개

로 컨쥬게이트된, 인간 Ig κ 경쇄 불변 영역(IGKC)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체. 유세포 분석 검증 완료. B 세포 및 면역글로불린 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human Ig κ Light Chain mAb
비고/별칭	IGKC, HCAK1, IGKCD, Km
종	인간
유전자 ID (인간)	3514
유전자 ID	3514
면역원	인간 Ig κ 경쇄(P01834)의 아미노산 1-107 서열에 대응하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P01834
단백질 무게	11KDa
배송	아이스백