


Fc용 토끼 항-인간 Ig K 경쇄 단일클론 항체 - P01834

품목 번호: CM0011497



소개

인간 Ig 카파 경쇄 불변 영역(IGKC)을 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 샘플을 대상으로 유세포 분석법에서 검증되었습니다. B 세포 및 면역글로불린 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 Ig κ 경쇄 단일클론 항체
비고/별칭	IGKC, HCAK1, IGKCD, Km
종	인간
GeneID (인간)	3514
면역원	인간 Ig κ 경쇄(P01834)의 아미노산 1-107에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 종	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P01834
단백질 분자량	11KDa
배송	아이스팩