


인간 Ig K 경쇄 단일클론 항체, 토끼 유래, 유세포분석용 - P01834

품목 번호: CM0009302



소개

유세포분석용으로 개발된 표지 토끼 단일클론 항체로, 인간 Ig κ 경쇄 불변영역(IGKC)에 특이적으로 결합합니다. 인간 특이적이며 약 11 kDa 크기의 단백질을 표적하고 유세포분석에서 검증이 완료되었습니다. 연구용 IVD 원료입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-인간 Ig κ 경쇄 단일클론 항체
비고/별칭	IGKC, HCAK1, IGKCD, Km
반응 종	인간
유전자ID (인간)	3514
유전자ID	3514
면역원	인간 Ig κ 경쇄(P01834)의 아미노산 1-107번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P01834
단백질 분자량	11kDa
배송 방식	아이스팩