


Rabbit Anti-Human Ig K Light Chain Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P01834

품목 번호: CM0012602



소개

접합 토끼 단일클론 항체는 인간 면역글로불린 카파 경쇄(constant region)를 표적하며(P01834), 유세포분석(FC) 용도로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human Ig κ Light Chain mAb
비고/별칭	Km; HCAK1; IGTKD
종 (Species)	인간 (Human)
GeneID (human)	3514
GeneID	3514
면역원 (Immunogen)	재조합 단백질 인간 Ig κ 경쇄(P01834)의 아미노산 1-107에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질.
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션 (Application)	FC
교차 반응성 (Cross Reactivity)	인간 (Human)
SWISS	P01834
단백질 분자량	12 kDa
배송 (Shipping)	아이스백 (Ice bag)