


토끼 항인간 IgA1 단클론 항체 (Fc용) - P01876

품목 번호: CM0011025



소개

인간 IgA1 불변영역에 대한 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포분석(FC)에서 검증되었습니다. 인간 IgA1을 인식하며 점막면역 연구에서 IgA1 양성 세포 검출에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 IgA1 단클론 항체
비고/별칭	IgA1
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	3493
유전자 ID	3493
면역원	인간 IgA1의 아미노산 99-353번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P01876
단백질 분자량	38kDa/42kDa
배송 방식	아이스백