


## Rabbit Anti-Human IgE Monoclonal Antibody For Fc - P01854

품목 번호: CM0011731



### 소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 IgE 불변 영역을 표적합니다. 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었으며, B 세포 면역표현형 분석 및 IgE 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수            | 값                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명             | Rabbit anti-Human IgE mAb                                         |
| 비고/별칭           | IgE                                                               |
| 종               | Human (인간)                                                        |
| Gene ID (Human) | 3497                                                              |
| Gene ID         | 3497                                                              |
| 면역원             | 재조합 단백질; 인간 IgE (P01854)의 아미노산 104-428에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원             | Rabbit (토끼)                                                       |
| 카테고리            | Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)                                   |
| 응용              | FC                                                                |
| 교차 반응성          | Human (인간)                                                        |
| SWISS           | P01854                                                            |
| 단백질 분자량         | 47kDa / 54kDa / 59kDa                                             |
| 배송              | 아이스백                                                              |