


Rabbit Anti-Human IgE 단클론성 항체 (Fc용) - P01854

품목 번호: CM0010896



소개

로 접합된, 인간 IgE 중쇄에 대한 토끼 단클론성 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. IgE 매개 과민반응, 알레르기 및 면역 세포 활성화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human IgE mAb
비고/별칭	IgE
종	인간
GeneID (Human)	3497
GeneID	3497
면역원	인간 IgE (P01854)의 아미노산 104-428 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론성 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P01854
단백질 분자량	47kDa/54kDa/59kDa
배송	아이스백