


Rabbit Anti-Human IgG (Fc) 단일클론항체 For Fc - P01857

품목 번호: CM0006203



소개

사람 IgG (Fc) 영역을 표적으로 하는 접합 토끼
단일클론항체. 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다.
IgG 검출 및 Fc 수용체 연구에 이상적입니다. SWISS:
P01857.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human IgG (Fc) mAb
종	사람
유전자 ID	3500 (Human)
면역원	사람 IgG1 (Fc) (P01857)의 아미노산 100-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용	FC
교차 반응성	사람
SWISS	P01857
단백질 분자량	36 kDa
배송	아이스백