


Rabbit Anti-Human IgG (Fc) Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P01857

품목 번호: CM0012229



소개

-접합 토끼 단일클론 항체로, 사람 IgG Fc 영역(SWISS: P01857)을 표적합니다. 유세포 분석법에 대해 검증되었으며, 사람 IgG1 Fc에 특이적입니다. 면역 세포 프로파일링, 항체 검출 및 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human IgG (Fc) mAb
종	사람(Human)
유전자 ID	3500
면역원	재조합 단백질 사람 IgG1 (Fc) (P01857)의 아미노산 100-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC(유세포 분석)
교차 반응성	사람(Human)
SWISS	P01857
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백