


유세포분석용 토끼 항인간 IgG (Fc) 단클론 항체 - P01857

품목 번호: CM0007764



소개

인간 IgG (Fc) 영역을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포분석(FC)에서 검증되었습니다. 면역학 연구에서 막 IgG 또는 면역 복합체 검출에 유용합니다. P01857.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 IgG (Fc) mAb
종	인간
유전자ID (인간)	3500
유전자ID	3500
면역원	인간 IgG (Fc) (P01857)의 아미노산 100-330번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P01857
배송	아이스 팩