

Wb, Elisa용 토끼 항-인간 IgG2 (Fc) 단일클론 항체 - P01859

품목 번호: CM0010658



소개

인간 IgG2 (Fc) 영역에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 IgG2 Fc에 특이적입니다. 체액성 면역 및 항체 이소형 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 IgG2 (Fc) mAb
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3501
GeneID	3501
면역원	인간 IgG2 (Fc) (P01859)의 아미노산 99-326에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P01859
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)