

Rabbit Anti-Human IL-1B Mab For Intracellular Flow Cytometry - P01584

품목 번호: CM0008250



소개

세포 내 유세포 분석(intracellular flow cytometry)용으로 설계된 접합 토끼 항-인간 IL-1 β 단일클론 항체입니다. 인간 샘플에서 염증 경로, 사이토카인 방출 및 파이로프토시스(pyroptosis)를 탐색하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human IL-1 β mAb
비고/별칭	IL1B; IL-1; IL1-BETA; IL1F2; interleukin-1 beta
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3553
GeneID	3553
면역원(Immunogen)	인간 IL1 β (NP_000567.1)의 아미노산 117-269에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P01584
단백질 분자량	30kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)